


蛍光発光イメージングシステム AEQUORIA 基本操作


※ 循環水冷却器は電源を入れてから安定して動作するまでに時間がかかるので、前もって電源を入れておくこと。(手順1～3)

立ち上げの手順


1. ①のメインスイッチを入れる。



2. ②のボタンを長押しする。



3. ③のスイッチを入れる。



4. ④のスイッチを入れる。



5. ⑤のスイッチを入れる。



6. ⑥のスイッチ(本体裏側)を入れる。



※手前から光が放射されるので、右にある絞りを絞り、光を直接見ないこと。

7. ⑦のスイッチを入れる。



8. ⑧のボタンを押す。



9. パソコンにパスワードを入力する。

終了の手順

1. パソコンをシャットダウンする。

2. ⑨のボタンを押す。



3. ⑥のスイッチを切る。



4. ⑤のスイッチを切る。



5. ④のスイッチを切る。



6. ③のスイッチを切る。



7. ②のボタンを押す。



8. ①のスイッチを切る。

